



Ficha técnica REF 10.60.67

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	10.60.67	Olsen Hegar HM p-aguja 17cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826017170
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-726
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso neto (kg)	0,046	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	17cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4021 (X20Cr13) K40 (WcCo)		