



Ficha técnica REF 11.34.18

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	11.34.18	Toennis p-aguja 18cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826017705
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-726
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso neto (kg)	0,056	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	18cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		