



Ficha técnica REF 11.36.70

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	11.36.70	Langenbeck HM p-aguja 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826017798
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-726
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso neto (kg)	0,071	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal) 450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal)
----------------	--

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	20cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
--------	------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo Otro	1.4021 (X20Cr13) K40 (WcCo)