



## Ficha técnica REF 11.62.84

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 11.62.84                                                                                                                                                                                   | Castroviejo HM micro p-aguja 14cm estr |                                                                                                |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                                                                                      | Número de aduana                       | 90189084                                                                                       |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 12726                                                                                                                                                                                      | GTIN                                   | 04046826017989                                                                                 |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                | UMDNS-Code                             | 15-621                                                                                         |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                 | Base UDI-DI                            | 4046826;B;R002;01;ah;3J                                                                        |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,056                                                                                                                                                                                      | Manual de uso                          | GATDR00X                                                                                       |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                         | Instrucciones de preparación           | MPK23-1                                                                                        |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |                                        |                                                                                                |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            | Imagen detallada                       |                                                                                                |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                |
| Medida                                                                                                                                                                        | 14cm                                                                                                                                                                                       | Revestimiento                          | Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                |
| Cuerpo<br>Tornillo<br>Otro                                                                                                                                                    | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)<br>K40 (WcCo)                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                |