



Ficha técnica REF 11.74.25

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	11.74.25	Barraquer micro p-aguja 14.0cm c crem	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826018115
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso neto (kg)	0,050	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 453.03.01 (Blepharoplasty - Instrumentos para la blefaroplastia Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	14.0cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		