



Ficha técnica REF 11.82.23

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	11.82.23	Portaguas Jacobson estilo pesado 23,0 cm con revestimiento de diamante	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN		GTIN	04046826498719
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso neto (kg)	0,077	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	23cm	Revestimiento	
--------	------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Tornillo	1.4301 (X5CrNi18-10)
Otro	1.4307 (X2CrNi18-9)