



## Ficha técnica REF 12.12.55

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 12.12.55                                                                                                                                                                                                                                                         | micro p-aguja 0.4mm crv 13cm s crem |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                                                                                                                                                            | Número de aduana                    | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 12726                                                                                                                                                                                                                                                            | GTIN                                | 04046826018290          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                      | UMDNS-Code                          | 15-621                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                       | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R002;01;ah;3J |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,059                                                                                                                                                                                                                                                            | Manual de uso                       | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                                                                                               | Instrucciones de preparación        | MPK23-1                 |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal)<br>450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal)<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |                                     |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Imagen detallada                    |                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 0.4mm 13cm                                                                                                                                                                                                                                                       | Revestimiento                       |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                         |
| Cuerpo<br>Tornillo                                                                                                                                                            | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                         |