



## Ficha técnica REF 12.21.78

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                       | 12.21.78                                                                                                                                                                                                                                                         | micro p-aguja 0.4mm rct 21cm c crem |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                           | unid.                                                                                                                                                                                                                                                            | Número de aduana                    | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                             | 12726                                                                                                                                                                                                                                                            | GTIN                                | 04046826018962          |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                      | UMDNS-Code                          | 15-621                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                       | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R002;01;ah;3J |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                   | 0,015                                                                                                                                                                                                                                                            | Manual de uso                       | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                       | si                                                                                                                                                                                                                                                               | Instrucciones de preparación        |                         |
| <div></div>    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                   | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal)<br>450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal)<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |                                     |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Imagen detallada                    |                         |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                         |
| Medida                                                                                                                                                                           | 0.4mm 21cm                                                                                                                                                                                                                                                       | Revestimiento                       |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                         |
| Material                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                         |
|                                                                                                                                                                                  | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                         |
| Cuerpo<br>Tornillo                                                                                                                                                               | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                         |