




Ficha técnica REF 13.11.17

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	13.11.17	aguja p lig doble 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32864	GTIN	04046826019303
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-234
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso neto (kg)	0,024	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		