




Ficha técnica REF 13.11.50

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	13.11.50	aguja p lig mal 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32864	GTIN	04046826019310
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-234
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso neto (kg)	0,032	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		