



## Ficha técnica REF 13.11.75

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.11.75                                        | Schmieden aguja p lig doble 24cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                                                                                                      | unid.                                           | Número de aduana                 | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                        | 32864                                           | GTIN                             | 04046826019334          |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                       | 15-234                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                      | 4046826;B;R001;03;ag;3J |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,033                                           | Manual de uso                    | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                  | si                                              | Instrucciones de preparación     |                         |
| <div></div>                                                                               |                                                 |                                  |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                                                                                              | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                                  |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | Imagen detallada                 |                         |
|    |                                                 |                                  |                         |
| Medida                                                                                                                                                                                                                                                      | 24cm                                            | Revestimiento                    |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                  |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                  |                         |
| Material                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | N° de material (Denominación DIN)               |                                  |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.4021 (X20Cr13)                                |                                  |                         |