



Ficha técnica REF 13.12.23

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	13.12.23	Deschamps Baby aguja p lig agu 20cm izq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32864	GTIN	04046826019389
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-234
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso neto (kg)	0,037	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		