







## Ficha técnica REF 13.13.03

11.12.2025

| Datos generales  |   |                                       |                         |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------|
| Referencia   | 13.13.03  | Deschamps sonda conductora 21cm fig 3 |                         |
| Unidad   | unid.   | Número de aduana                      | 90189084                |
| GMDN   | 45018   | GTIN                                  | 04046826019563          |
| Clasificación  | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                            | 15-868                  |
| Clasificación  | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                           | 4046826;B;R004;06;aj;6M |
| Peso neto (kg)   | 0,039   | Manual de uso                         | GATDR00X                |
| Latex free   | si  | Instrucciones de preparación          |                         |
|      |   |                                       |                         |
| Medicon medios   | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                                       |                         |
| Imagen completa  |   | Imagen detallada                      |                         |
|   |   |                                       |                         |
| Medida   | 21cm 4mm  | Revestimiento                         |                         |
| Condiciones de almacenamiento  |   |                                       |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación   |   |                                       |                         |
| Material   |   |                                       |                         |
|  | N° de material (Denominación DIN)               |                                       |                         |
| Cuerpo   | 1.4021 (X20Cr13)                                |                                       |                         |
| Mango  | 1.4301 (X5CrNi18-10)                            |                                       |                         |