



## Ficha técnica REF 13.18.02

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.18.02                                        | Brunner aguja p lig 30cm fig 2 |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                                                                                                      | unid.                                           | Número de aduana               | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                        | 32864                                           | GTIN                           | 04046826019594          |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                     | 15-234                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R001;03;ag;3J |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,064                                           | Manual de uso                  | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                  | si                                              | Instrucciones de preparación   |                         |
| <div></div>                                                                               |                                                 |                                |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                                                                                              | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                                |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | Imagen detallada               |                         |
|    |                                                 |                                |                         |
| Medida                                                                                                                                                                                                                                                      | 30cm                                            | Revestimiento                  |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                |                         |
| Material                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | N° de material (Denominación DIN)               |                                |                         |
| Cuerpo<br>Mango                                                                                                                                                                                                                                             | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4301 (X5CrNi18-10)        |                                |                         |