








Ficha técnica REF 13.32.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	13.32.05	König sonda acanalada 5mm 19.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45018	GTIN	04046826019686
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-868
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso neto (kg)	0,036	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	5mm 19.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		