







## Ficha técnica REF 13.33.23

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	13.33.23	Payr sonda acanalada rct 5mm 23cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45018	GTIN	04046826019723
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-868
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso neto (kg)	0,039	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	5mm 23cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		