



## Ficha técnica REF 13.71.15

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                 |                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 13.71.15                                                        | micro pinza p sutura mango red 15cm crv |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                           | Número de aduana                        | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 62466                                                           | GTIN                                    | 04046826020040          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                     | UMDNS-Code                              | 14-257                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                      | Base UDI-DI                             | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,040                                                           | Manual de uso                           | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                              | Instrucciones de preparación            |                         |
| <div></div> |                                                                 |                                         |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.53 (catálogo cardio )       |                                         |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                 | Imagen detallada                        |                         |
| <div></div>                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                         |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 15cm                                                            | Revestimiento                           |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                 |                                         |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                 |                                         |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                         |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                               |                                         |                         |
| Cuerpo<br>Tornillo<br>Otro                                                                                                                                                    | 1.4024 (X15Cr13)<br>1.4301 (X5CrNi18-10)<br>1.4307 (X2CrNi18-9) |                                         |                         |