



## Ficha técnica REF 13.71.71

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 13.71.71                                                                                                                                               | micro pinza p sutura crv 0.3mm 18cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                                                  | Número de aduana                    | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 62466                                                                                                                                                  | GTIN                                | 04046826020224          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                                                            | UMDNS-Code                          | 15-621                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                                             | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,025                                                                                                                                                  | Manual de uso                       | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                     | Instrucciones de preparación        | MPK03-1                 |
| <div></div> |                                                                                                                                                        |                                     |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |                                     |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | Imagen detallada                    |                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                     |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 0.3mm 18cm                                                                                                                                             | Revestimiento                       |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                     |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                     |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                     |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                      |                                     |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4024 (X15Cr13)                                                                                                                                       |                                     |                         |
| Tornillo                                                                                                                                                                      | 1.4301 (X5CrNi18-10)                                                                                                                                   |                                     |                         |
| Otro                                                                                                                                                                          | 1.4307 (X2CrNi18-9)                                                                                                                                    |                                     |                         |