



Ficha técnica REF 13.71.83

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	13.71.83	micro 2000 pinza p sutura 0.6mm 18cm crv	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826020262
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,060	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catálogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal) 450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	0.6mm 18cm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) 3.2315 (AlMgSi1)		