



Ficha técnica REF 13.80.07

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	13.80.07	Michel agrafes 7.5x1.75mm p/1000	
Unidad	paq./1000	Número de aduana	90189084
GMDN	38143	GTIN	04046826020392
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-964
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,088	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	7.5x1.75mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		