



Ficha técnica REF 14.07.85

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	14.07.85	Heath tijera p lig 16cm agu/agu	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13502	GTIN	04046826020637
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-502
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,044	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	16cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		