



Ficha técnica REF 14.40.65

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	14.40.65	Niro HM pinza tensora de alambre 14cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32886	GTIN	04046826020996
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,037	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	14cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4021 (X20Cr13) WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		