




Ficha técnica REF 14.48.04

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	14.48.04	pinza tensa-alaubre 18cm red	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32886	GTIN	04046826021078
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso neto (kg)	0,100	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	18cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		