




Ficha técnica REF 14.48.07

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	14.48.07	pinza p coger d/a 7mm 18cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32886	GTIN	04046826021092
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,178	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	7mm 18cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4021 (X20Cr13)		