



## Ficha técnica REF 15.05.31

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                       | 15.05.31                                                                                                                                                                                                                   | clamp Bulldog de ti 3.0cm crv A |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                           | unid.                                                                                                                                                                                                                      | Número de aduana                | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                             | 62470                                                                                                                                                                                                                      | GTIN                            | 04046826022228          |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                | UMDNS-Code                      | 10-868                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                 | Base UDI-DI                     | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                   | 0,007                                                                                                                                                                                                                      | Manual de uso                   | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                       | si                                                                                                                                                                                                                         | Instrucciones de preparación    | MPK20-1                 |
| <div></div>    |                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                   | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal)<br>451.04.41 (prospecto instr de titanio p la cirugía cardíaca y vasc) |                                 |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | Imagen detallada                |                         |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                         |
| Medida                                                                                                                                                                           | 3.0cm                                                                                                                                                                                                                      | Revestimiento                   |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                         |
| Material                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                         |
|                                                                                                                                                                                  | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                                                          |                                 |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                           | 3.7035 (ASTM_Grade_2)                                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |
| Tornillo                                                                                                                                                                         | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                                                                       |                                 |                         |
| Otro                                                                                                                                                                             | 1.4310 (X10CrNi18-8)                                                                                                                                                                                                       |                                 |                         |