



Ficha técnica REF 15.07.40

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	15.07.40	clamp Bulldog de ti 4.0cm crv fuerte V	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62470	GTIN	04046826022334
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-868
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,007	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal) 451.04.41 (prospecto instr de titanio p la cirugía cardíaca y vasc)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	4.0cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		