




## Ficha técnica REF 15.11.08

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                       | 15.11.08                                                                                                                                                                                                                   | Diethrich clamp Bulldog crv 4.7cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                           | unid.                                                                                                                                                                                                                      | Número de aduana                  | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                             | 62470                                                                                                                                                                                                                      | GTIN                              | 04046826022426          |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                | UMDNS-Code                        | 10-868                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                 | Base UDI-DI                       | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                   | 0,003                                                                                                                                                                                                                      | Manual de uso                     | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                       | si                                                                                                                                                                                                                         | Instrucciones de preparación      | MPK20-1                 |
| <div></div>    |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                   | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal)<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |                                   |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | Imagen detallada                  |                         |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                         |
| Medida                                                                                                                                                                           | 4.7cm                                                                                                                                                                                                                      | Revestimiento                     |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                         |
| Material                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                  | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                                                          |                                   |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                           | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                                                                                                                           |                                   |                         |