



Ficha técnica REF 15.15.57

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	15.15.57	Johns Hopkins clamp Bulldog 5.7cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62470	GTIN	04046826022532
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-868
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	5.7cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4024 (X15Cr13)		