



Ficha técnica REF 15.16.10

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	15.16.10	DeBakey AT clamp Bulldog rct 10.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62470	GTIN	04046826022648
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-868
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,013	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	10.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4024 (X15Cr13)		