



Ficha técnica REF 15.20.14

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	15.20.14	Kocher Baby pinza hemost 14cm rct	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826022839
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-865
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,024	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	14cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		