



## Ficha técnica REF 15.44.10

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                   |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                       | 15.44.10                                                                                                                                               | pinza hemost ultra del 10.0cm rct |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                           | unid.                                                                                                                                                  | Número de aduana                  | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                             | 62468                                                                                                                                                  | GTIN                              | 04046826023058          |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 1r (EU MDR)                                                                                                                                            | UMDNS-Code                        | 10-865                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 6 (EU MDR)                                                                                                                                             | Base UDI-DI                       | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                   | 0,008                                                                                                                                                  | Manual de uso                     | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                       | si                                                                                                                                                     | Instrucciones de preparación      | MPK23-1                 |
| <div></div>    |                                                                                                                                                        |                                   |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                   | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |                                   |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | Imagen detallada                  |                         |
| <div></div> |                                                                                                                                                        |                                   |                         |
| Medida                                                                                                                                                                           | 10.0cm                                                                                                                                                 | Revestimiento                     |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                   |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                   |                         |
| Material                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                  | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                      |                                   |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                           | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                                                       |                                   |                         |