



Ficha técnica REF 15.44.22

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	15.44.22	pinza hemost ultra del 12.5cm rct	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826023096
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-865
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,011	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	12.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		