



## Ficha técnica REF 16.13.26

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.13.26                                                                        | Rochester Ochsner pinza hemost 1x2d 26cm crv |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                                                                                                      | unid.                                                                           | Número de aduana                             | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                        | 62468                                                                           | GTIN                                         | 04046826024352          |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 1r (EU MDR)                                                                     | UMDNS-Code                                   | 10-865                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 6 (EU MDR)                                                                      | Base UDI-DI                                  | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,098                                                                           | Manual de uso                                | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                  | si                                                                              | Instrucciones de preparación                 | MPK23-1                 |
| <div></div>                                                                               |                                                                                 |                                              |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                                                                                              | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.53 (catálogo cardio ) |                                              |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | Imagen detallada                             |                         |
|    |                                                                                 |                                              |                         |
| Medida                                                                                                                                                                                                                                                      | 26cm                                                                            | Revestimiento                                |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                              |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                              |                         |
| Material                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                              |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | N° de material (Denominación DIN)                                               |                                              |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.4021 (X20Cr13)                                                                |                                              |                         |