



## Ficha técnica REF 16.41.89

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 16.41.89                                                                                                     | Jacobson micro pinza 18cm crv fuertem |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                        | Número de aduana                      | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 62468                                                                                                        | GTIN                                  | 04046826025168          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                  | UMDNS-Code                            | 10-865                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                   | Base UDI-DI                           | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,034                                                                                                        | Manual de uso                         | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                           | Instrucciones de preparación          | MPK23-1                 |
| <div></div> |                                                                                                              |                                       |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.53 (catálogo cardio ) |                                       |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                              | Imagen detallada                      |                         |
|          |                                                                                                              |                                       |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 18cm                                                                                                         | Revestimiento                         |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                       |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                              |                                       |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                       |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                            |                                       |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                             |                                       |                         |