




## Ficha técnica REF 16.65.22

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 16.65.22                                                                        | Overholt Geissendoerfer pinza 22.5cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                           | Número de aduana                     | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 62468                                                                           | GTIN                                 | 04046826025526          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                     | UMDNS-Code                           | 10-865                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                      | Base UDI-DI                          | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,057                                                                           | Manual de uso                        | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                              | Instrucciones de preparación         | MPK23-1                 |
| <div></div> |                                                                                 |                                      |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.53 (catálogo cardio ) |                                      |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                 | Imagen detallada                     |                         |
|          |                                                                                 |                                      |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 22.5cm                                                                          | Revestimiento                        |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                      |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                 |                                      |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                      |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                               |                                      |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                                                |                                      |                         |