



Ficha técnica REF 17.06.14

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	17.06.14	Mixer Baby pinza 14cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826026073
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-212
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	14cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		