



Ficha técnica REF 17.07.75

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	17.07.75	Mixer Crafoord pinza 25cm 90° crv	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826026189
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-212
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,074	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	25cm 90°	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		