




## Ficha técnica REF 17.57.13

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                                 |                                                 |                                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                      | 17.57.13                                        | Ombredanne (Jackson) pinza 13.5cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                          | unid.                                           | Número de aduana                  | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                            | 34961                                           | GTIN                              | 04046826026745          |
| Clasificación                                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                        | 10-902                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                   | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                       | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                  | 0,031                                           | Manual de uso                     | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                      | si                                              | Instrucciones de preparación      |                         |
| <div></div>   |                                                 |                                   |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                                   |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                 |                                                 | Imagen detallada                  |                         |
| <div></div> |                                                 |                                   |                         |
| Medida                                                                                                                                                                          | 13.5cm                                          | Revestimiento                     |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                   |                                                 |                                   |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                          |                                                 |                                   |                         |
| Material                                                                                                                                                                        |                                                 |                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                 | N° de material (Denominación DIN)               |                                   |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                          | 1.4021 (X20Cr13)                                |                                   |                         |