



## Ficha técnica REF 19.06.18

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                              |                                    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 19.06.18                                                                     | Lister pinza p curaciones 18cm rct |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                        | Número de aduana                   | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 11791                                                                        | GTIN                               | 04046826026950          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                  | UMDNS-Code                         | 11-791                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                   | Base UDI-DI                        | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,040                                                                        | Manual de uso                      | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                           | Instrucciones de preparación       |                         |
| <div></div> |                                                                              |                                    |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL ) |                                    |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                              | Imagen detallada                   |                         |
|          |                                                                              |                                    |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 18cm                                                                         | Revestimiento                      |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                              |                                    |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                              |                                    |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                            |                                    |                         |
| Cuerpo<br>Tornillo                                                                                                                                                            | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                     |                                    |                         |