



Ficha técnica REF 19.41.20

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	19.41.20	Ulrich pinza porta-tapones 20cm crv	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	11791	GTIN	04046826027391
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-791
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,060	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		