



## Ficha técnica REF 19.54.24

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                                  |                                                 |                                             |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                       | 19.54.24                                        | Bergmann Foerster pinza p-esponjas 24cm rct |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                           | unid.                                           | Número de aduana                            | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                             | 11791                                           | GTIN                                        | 04046826027506          |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                                  | 11-791                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                                 | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                   | 0,066                                           | Manual de uso                               | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                       | si                                              | Instrucciones de preparación                | MPK23-1                 |
| <div></div>    |                                                 |                                             |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                   | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                                             |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                  |                                                 | Imagen detallada                            |                         |
| <div></div> |                                                 |                                             |                         |
| Medida                                                                                                                                                                           | 24cm                                            | Revestimiento                               |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                    |                                                 |                                             |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                           |                                                 |                                             |                         |
| Material                                                                                                                                                                         |                                                 |                                             |                         |
|                                                                                                                                                                                  | N° de material (Denominación DIN)               |                                             |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                           | 1.4021 (X20Cr13)                                |                                             |                         |