



## Ficha técnica REF 20.05.12

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                   |                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 20.05.12                          | Mathieu retractor agu 16cm   |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                             | Número de aduana             | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 45918                             | GTIN                         | 04046826027629          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                       | UMDNS-Code                   | 15-242                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                        | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,018                             | Manual de uso                | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                | Instrucciones de preparación | MPK01-1                 |
| <div></div> |                                   |                              |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                |                                   |                              |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                   | Imagen detallada             |                         |
|                                                                                             |                                   |                              |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 16cm                              | Revestimiento                |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                   |                              |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                   |                              |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                   |                              |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN) |                              |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4024 (X15Cr13)                  |                              |                         |