



Ficha técnica REF 20.12.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	20.12.01	Fomon separador 2d abot 17cm aislado	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826538811
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-381
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1



Medicon medios	453.03.01 (Blepharoplasty - Instrumentos para la blefaroplastia Folleto)
----------------	--

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	16cm	Revestimiento	Revestimiento termoplástico en polvo de poliamida en varios colores
--------	------	---------------	---

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)