




Ficha técnica REF 20.12.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	20.12.03	Strandell Stille separador 19cm 6x18mm dent aislado	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826539122
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-381
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
			
Medicon medios	453.03.01 (Blepharoplasty - Instrumentos para la blefaroplastia Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	19cm	Revestimiento	Revestimiento termoplástico en polvo de poliamida en varios colores
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		