



Ficha técnica REF 20.17.18

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	20.17.18	Cushing separador p venas 18mm 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826027964
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-393
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,025	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catálogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	18mm 20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		