



## Ficha técnica REF 20.18.10

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 20.18.10                                                                        | Love (Morse) separador 10mm 25cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                           | Número de aduana                 | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 45918                                                                           | GTIN                             | 04046826028077          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                     | UMDNS-Code                       | 15-242                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                      | Base UDI-DI                      | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,047                                                                           | Manual de uso                    | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                              | Instrucciones de preparación     | MPK12-1                 |
| <div></div> |                                                                                 |                                  |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.53 (catálogo cardio ) |                                  |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                 | Imagen detallada                 |                         |
|          |                                                                                 |                                  |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 10mm 25cm                                                                       | Revestimiento                    |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                  |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                 |                                  |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                               |                                  |                         |
| Cuerpo<br>Mango                                                                                                                                                               | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4301 (X5CrNi18-10)                                        |                                  |                         |