



Ficha técnica REF 20.20.17

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	20.20.17	ganchito p venas corto 17cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826028145
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-393
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	17cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		