



Ficha técnica REF 20.20.18

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	20.20.18	ganchito p venas largo 17cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826028152
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-393
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	17cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		