



## Ficha técnica REF 20.20.34

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 20.20.34                                                                                                                                                                                                               | ganchito p nervios 4mm ro 16cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                                                                                                                  | Número de aduana               | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 46768                                                                                                                                                                                                                  | GTIN                           | 04046826028169          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                            | UMDNS-Code                     | 15-242                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                             | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,030                                                                                                                                                                                                                  | Manual de uso                  | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                                                     | Instrucciones de preparación   | MPK03-1                 |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                        |                                |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal)<br>450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal) |                                |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        | Imagen detallada               |                         |
|          |                                                                                                                                                                                                                        |                                |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 4mm 16cm                                                                                                                                                                                                               | Revestimiento                  |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                                                      |                                |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                                                                                                                       |                                |                         |