



Ficha técnica REF 20.30.30

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	20.30.30	gancho grande 19cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826485597
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-035
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	19cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		